

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск +7 (8182) 45-71-35  
Астрахань +7 (8512) 99-46-80  
Барнаул +7 (3852) 37-96-76  
Белгород +7 (4722) 20-58-80  
Брянск +7 (4832) 32-17-25  
Владивосток +7 (4232) 49-26-85  
Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
Казань +7 (843) 207-19-05  
Калуга +7 (4842) 33-35-03


Кемерово +7 (3842) 21-56-70  
Киров +7 (8332) 20-58-70  
Краснодар +7 (861) 238-86-59  
Красноярск +7 (391) 989-82-67  
Курск +7 (4712) 23-80-45  
Липецк +7 (4742) 20-01-75  
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81  
Москва +7 (499) 404-24-72  
Мурманск +7 (8152) 65-52-70  
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32  
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
Омск +7 (381) 299-16-70  
Орел +7 (4862) 22-23-86  
Оренбург +7 (3532) 48-64-35  
Пенза +7 (8412) 23-52-98  
Пермь +7 (342) 233-81-65  
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65  
Рязань +7 (4912) 77-61-95  
Самара +7 (846) 219-28-25  
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65  
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63  
Сургут +7 (3462) 77-96-35  
Тверь +7 (4822) 39-50-56  
Томск +7 (3822) 48-95-05  
Тула +7 (4872) 44-05-30  
Тюмень +7 (3452) 56-94-75  
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95  
Уфа +7 (347) 258-82-65  
Хабаровск +7 (421) 292-95-69  
Челябинск +7 (351) 277-89-65  
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: [mtn.pro-solution.ru](http://mtn.pro-solution.ru) | эл. почта: [mtn@pro-solution.ru](mailto:mtn@pro-solution.ru)  
телефон: 8 800 511 88 70

**Приборы для поверки кислородных манометров и датчиков давления**



Варианты поставки приборов для работы с кислородными приборами:

- **Калибратор давления Метран-502-ПКД-10П**  
Состав: калибратор давления Метран-502-ПКД-10П со специальными для этого исполнения модулями давления и источником давления - пресс П-70-К. Возможна одновременная поверка до 3-х манометров при использовании специального коллектора
- **К-70-2-К**  
**Калибратор давления Метран-517, модули давления Метран-518.**  
Состав: калибратор давления Метран-517 с модулями давления Метран-518 (с опцией обезжиривания) и источником давления - пресс П-70-К. Возможна работа и модулей Метран-518 с компьютером без калибратора Метран-517
- **Источник давления - пресс П-70-К, в т.ч. с опцией С**

Приборы для поверки кислородных манометров и датчиков давления применяются для поверки и калибровки этих изделий. Чистота внутренней полости поверяемых приборов давления (манометры, датчики) обеспечивается следующими конструктивными особенностями:  
- использование прессы П-70-К, рабочая среда - дистиллированная вода;  
- использование модулей давления с дополнительной очисткой (обезжиривание);  
- использование коллекторов с дополнительной очисткой (обезжиривание).

Информацию и примеры обозначения при заказе на все приборы см. в разделах "Калибратор давления Метран-517", "Калибратор давления Метран-502-ПКД-10П", "Источники давления", "Средства коммутации и установки приборов, ЗИП" (коллекторы) данного каталога.